

**SKÓRA
ma wiele
historii
do OPOWIE-
DZENIA.
Trzeba je
tylko móc
ODCZYTAĆ.**



Dermatoskopy HEINE



WYCOFYWANE



| | DELTA 30 | DELTAone | iC1 | DELTA 20T | NC2 | mini 3000 |
|---|---|---|---|--|---|---|
| Polaryzacja | Polaryzacja + bez polaryzacji (przełączalne) | Polaryzacja + bez polaryzacji (przełączalne) | Polaryzacja + bez polaryzacji (przełączalne) | Polaryzacja + bez polaryzacji (przełączalne) | Polaryzacja | Bez polaryzacji (immersja) |
| Oświetlenie | LED ^{HQ} | LED ^{HQ} | LED ^{HQ} | LED ^{HQ} | LED ^{HQ} | XHL lub LED ^{HQ} |
| Średnica pola widzenia w trybie kontaktowym | 30mm | 21 mm | Cyfrowo | 20mm | 21 mm | 14 mm |
| Powiększenie | 10x | 10x | do 40x cyfrowo | 10x* | 6x/10x do 30x cyfrowo | 10x |
| Dostępne rękojeści / źródła zasilania | <ul style="list-style-type: none"> •Przewód USB •Ładowarka biurkowa | <ul style="list-style-type: none"> •Przewód USB | <ul style="list-style-type: none"> •Przewód USB | <ul style="list-style-type: none"> •Rękojeść bateryjna •Rękojeść akumulatorowa USB •Rękojeść akumulatorowa do ładowarki biurkowej •EN 200 / EN 200-1 | <ul style="list-style-type: none"> •Przewód USB | <ul style="list-style-type: none"> •Rękojeść bateryjna •Rękojeść akumulatorowa do ładowarki biurkowej |
| Płytki kontaktowa | <ul style="list-style-type: none"> •Płytki kontaktowa ze skalą | <ul style="list-style-type: none"> •Płytki kontaktowa ze skalą | <ul style="list-style-type: none"> •Płytki kontaktowa ze skalą | <ul style="list-style-type: none"> •Płytki kontaktowa ze skalą •Płytki kontaktowa bez skali | <ul style="list-style-type: none"> •Płytki kontaktowa ze skalą | <ul style="list-style-type: none"> •Płytki kontaktowa ze skalą •Płytki kontaktowa bez skali |
| Cyfrowa fotodokumentacja | z adapterem i HEINE DERM App | z adapterem i HEINE DERM App | z iPhone/ iPod touch** i HEINE DERM App | z opcjonalnym adapterem SLR | z adapterem do iPhone/ iPod touch** i HEINE DERM App | – |
| Opcjonalne akcesoria | Mała płytki kontaktowa do miejsc trudnodostępnych | Mała płytki kontaktowa do miejsc trudnodostępnych | – | Mała płytki kontaktowa do miejsc trudnodostępnych | – | Mała płytki kontaktowa do miejsc trudnodostępnych |
| Strona | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 |

* do 16x

** Apple iPhone lub iPod touch nie wchodzi w zakres dostawy. Apple, logo Apple, iPhone i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usługowy Apple Inc.

Dermatoskop HEINE DELTA 30

Wiarygodna diagnostyka dzięki najlepszemu obrazowaniu



Wyjątkowa
HEINE DERM app



Nasz nowy dermatoskop wysokiej klasy nie tylko wyróżnia się wyglądem, ale również najlepszym obrazowaniem, jakie kiedykolwiek stworzyliśmy. Połączenie pola widzenia mierzącego prawdziwe 30 milimetrów i niespotykanego odwzorowania kolorów, oczywiście w LED^{HQ}.

Polaryzacja zapewnia komfortowe warunki pracy, bez ośnienia i bez odbłasków. Ponadto, instrument jest wygodny w obsłudze dzięki nachylonej, ergonomicznej konstrukcji i intuicyjnej regulacji.

- ✦ **Największe pole widzenia** – rzeczywiste 30 mm (obiektyw 32 mm).
- ✦ **Krystalicznie czysty obraz** dzięki nowemu achromatycznemu układowi optycznemu HEINE.
- ✦ **Szybka zmiana z badania kontaktowego na badanie bezkontaktowe.**
- ✦ **Ergonomiczna obsługa** dzięki nachylonej konstrukcji produktu.
- ✦ **Użytkowanie jedną ręką:** indywidualna kompensacja dioptrii ogniskowania – od około -4 do +4 dioptrii.
- ✦ **Doskonałe odwzorowanie kolorów** dzięki LED^{HQ}.
- ✦ **Dokumentacja cyfrowa** z wyjątkową aplikacją HEINE DERM lub HEINE Cube System*.
- ✦ **Komfortowe warunki pracy bez ośnienia i bez odbłasków** dzięki polaryzacji.
- ✦ **Regulacja natężenie światła:** 3 poziomy jasności.
- ✦ **Powiększenie 10x.**
- ✦ **Przełączanie między światłem spolaryzowanym i niespolaryzowanym za naciśnięciem przycisku** = funkcja przełączania. Więcej informacji na stronie heine.com/en/Toggle
- ✦ **Brak ryzyka krzyżowej kontaminacji:** sterylizowalna płytka kontaktowa ze skalą.
- ✦ **Nie wymaga konserwacji** dzięki naszej pyłoszczelnej konstrukcji.
- ✦ **Bateria akumulatorowa z technologią litowo-jonową:** brak efektu pamięci; można bezpiecznie ładować baterię akumulatorową niezależnie od jej stanu naładowania.

* Dostępne nie we wszystkich krajach.

Apple, logo Apple, i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usługowy Apple Inc.

Dermatoskop HEINE DELTA 30



[01]



[02]

| | |
|---|--------------|
| | LED |
| DELTA 30 z płytką kontaktową ze skalą, przewód USB z ładowarką sieciową z aprobatą medyczną, twarde etui [01] | K-230.28.305 |
| Ładowarka biurkowa do DELTA 30 [02] | X-002.99.212 |

✦ **Informacje o akcesoriach na stronie 097.**



✦ ZUPEŁNIE NOWY WYMIAR PRZESIEWOWEGO BADANIA SKÓRY: SYSTEM HEINE CUBE.

Zarządzanie obrazami i danymi dla maksymalnie dziesięciu mobilnych dermatoskopów HEINE. Tylko jeden mądra inwestycja może pomóc w integracji danych pacjenta, zarządzaniu obrazami, dokumentacji i zwiększeniu lojalności pacjentów – i uczyni pracę niezależną i wygodną. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.heine.com/en/digital



Ze względu na lokalne przepisy, niektóre produkty mogą być niedostępne na danym obszarze.

Dermatoskop HEINE DELTAone

Połączenie precyzyjnej diagnostyki i mobilności



[01]

Wyjątkowa
HEINE DERM app



Mały na zewnątrz, duży w środku. Ten przenośny dermatoskop zyska uznanie każdego użytkownika. Krystalicznie czysty obraz uzyskano za pomocą nowego achromatycznego układu optycznego HEINE. Co więcej, instrument zapewnia niezwykle wierne odwzorowanie kolorów dzięki jakości naszej LED^{HQ}. Przeprowadzenie badania jest teraz wyjątkowo wygodne ze względu na polaryzację umożliwiającą lekarzom pracę bez ośnienia i bez odbłasków zakłócających pracę. Te trzy cechy – czystość obrazu, LED^{HQ} i praca bez odbłasków, plus oczywiście małe wymiary, sprawiają, że DELTAone jest niezastąpionym narzędziem pracy, gdziekolwiek lekarz się uda.

- ✦ **Pasuje do każdej kieszeni.**
- ✦ **Krystalicznie czysty obraz** dzięki nowemu achromatycznemu układowi optycznemu HEINE.
- ✦ **Szybka zmiana z badania kontaktowego na badanie bezkontaktowe.**
- ✦ **Doskonale odwzorowanie kolorów** dzięki LED^{HQ}.
- ✦ **Komfortowe warunki pracy bez ośnienia i bez odbłasków** dzięki polaryzacji.
- ✦ **Użytkowanie jedną ręką:** indywidualna kompensacja dioptrii ogniskowania – od około -4 do +4 dioptrii.
- ✦ **Dokumentacja cyfrowa** z wyjątkową aplikacją HEINE DERM lub HEINE Cube System*.
- ✦ **Rzeczywiste pole widzenia 21 mm** (obiektyw 22 mm).
- ✦ **Regulacja natężenia światła:** 3 poziomy jasności.
- ✦ **Powiększenie 10x.**
- ✦ **Przełączanie między światłem spolaryzowanym i niespolaryzowanym za naciśnięciem przycisku** = funkcja przełączania. Więcej informacji na stronie heine.com/en/Toggle
- ✦ **Brak ryzyka krzyżowej kontaminacji:** sterylizowalna płytka kontaktowa ze skalą.
- ✦ **Nie wymaga konserwacji** dzięki naszej pyłoszczelnej konstrukcji.
- ✦ **Bateria akumulatorowa z technologią litowo-jonową:** brak efektu pamięci; można bezpiecznie ładować baterię akumulatorową niezależnie od jej stanu naładowania.

* Dostępne nie we wszystkich krajach.

Apple, logo Apple, i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usługowy Apple Inc.

Dermatoskop HEINE DELTAone



[02]



DELTAone z płytką kontaktową ze skalą, przewód USB z ładowarką sieciową z aprobatą medyczną, twarde etui

| | LED |
|--|--------------|
| DELTAone edycja Standard (czarno-srebrna) [01] | K-210.28.305 |
| DELTAone edycja White (biało-srebrna) [02] | K-211.28.305 |

✦ **Informacje o akcesoriach na stronie 097.**

Dermatoskop HEINE iC1

Dermatoskop cyfrowy

LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY.



Wyjątkowa
HEINE DERM app



- ✚ **Ostre, ostrzejsze, najostrzejsze.** HEINE iC1 to urządzenie przeznaczone do rejestrowania obrazów klinicznych i dermatoskopowych w celu dokumentowania i wspomagania diagnostyki różnicowej czerniaka i innych zmian skórnych. W naszej niezrównanej jakości. Ostre i bez cieni.
Dzięki, po pierwsze, naszemu precyzyjnemu, asferycznemu układowi optycznemu, a po drugie 12-megapikselowej jakości obrazu przy wykorzystaniu iPhone'a* 6s lub nowszego. Wystarczy pobrać wyjątkową aplikację HEINE DERM, włożyć do iPhone i można doświadczyć cyfrowej dermatoskopii, jak nigdy wcześniej.
- ✚ **Duży, większy, największy.** Wysokiej jakości asferyczny układ optyczny z powiększeniem do 40x oferuje w rzeczywistości wszystko, czego potrzebujesz w praktyce.
- ✚ **Jest LED. I jest LED^{HQ}.** HEINE wyznaczyło nowy standard, który zapewnia, że tylko najlepszy produkt jest wystarczająco dobry, od doboru materiałów do obróbki, od intensywności światła i odprowadzania ciepła do współczynnika oddawania barw, tak wysoki, jak to tylko możliwe. **To właśnie nazywamy LED w jakości HEINE – lub LED^{HQ}.**
- ✚ **Po naciśnięciu przycisku - funkcja przełączania.** Dzięki dwóm przyciskom przełączającym opcja przełączania między obrazami polaryzacyjnymi i immersyjnymi jest zawsze w zasięgu ręki, niezależnie od pozycji roboczej. Więcej informacji na stronie: heine.com/en/Toggle
- ✚ **Wielu oglądało smartfona. My widzimy wyjątkowy aparat i pierwszorzędnny wyświetlacz.** Zdecydowaliśmy się na iPhone'a ze względu na jakość, nastawienie na użytkownika i koszty. Z naszej perspektywy oferuje najlepszą kamerę, monitor o najwyższej rozdzielczości i najbardziej postępową technologię ekranu dotykowego.

* Apple, logo Apple i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usługowy Apple Inc.

Zestawy dermatoskopowe HEINE iC1



iC1 Zestaw/5 do iPhone 5s i SE

LED

iC1 z płytką kontaktową ze skalą, obudowa telefonu iC1/5 do Apple iPhone 5s i SE, przewód USB z ładowarką sieciową z aprobatą medyczną

K-271.28.305

iC1 Zestaw/6 do iPhone 6/6s

LED

Jak wyżej, ale z obudową telefonu iC1/6 do Apple iPhone 6/6s

K-270.28.305

iC1 Zestaw/7 do iPhone 7 i 8

LED

Jak wyżej, ale z obudową telefonu iC1/7 do Apple iPhone 7 i 8

K-273.28.305

Apple iPhone nie jest w zakresie dostawy.



✚ ZUPEŁNIE NOWY WYMIAR PRZESIEWOWEGO BADANIA SKÓRY: SYSTEM HEINE CUBE.

Zarządzanie obrazami i danymi dla maksymalnie dziesięciu mobilnych dermatoskopów HEINE. Tylko jedna mądra inwestycja może pomóc w integracji danych pacjenta, zarządzaniu obrazami, dokumentacji i zwiększeniu lojalności pacjentów – i uczyni pracę niezależną i wygodną. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.heine.com/en/digital



Ze względu na lokalne przepisy, niektóre produkty mogą być niedostępne na danym obszarze.

Dermatoskop HEINE DELTA® 20T

Klasyka

LED^{HQ}

LED JETZT IN HEINE QUALITÄT.

Film HEINE
DELTA 20T

- ⌘ **Krystalicznie czyste obrazy o wysokiej rozdzielczości** dzięki wysokiej jakości achromatycznemu układowi optycznemu. System ogniskowania zapewnia powiększenie od 10 do 16x, co pozwala uzyskać szczegółowy obraz nawet najmniejszych struktur.
- ⌘ **Przełącznik do zmiany pomiędzy trybem oświetlenia spolaryzowanym i niespolaryzowanym.** Po naciśnięciu przycisku. Nie jest konieczna wymiana płytek kontaktowych. Dodatkowa funkcja diagnostyczna umożliwia wykrywanie „objawów migotania” podczas przeglądania struktur krystalicznych i pseudoprosaków. Więcej informacji na stronie: heine.com/en/Toggle
- ⌘ **Widok bez odbłasków dzięki polaryzacji, nawet bez płynu immersyjnego.** Do szybkiej i wygodnej pracy.
- ⌘ **Obsługa jedną ręką:** indywidualne ustawianie ostrości, zakres korekcji około od -6 do +6 dpt.
- ⌘ **Jest LED. I jest LED^{HQ}.** HEINE wyznaczyło nowy standard, który zapewnia, że tylko najlepszy produkt jest wystarczająco dobry, od doboru materiałów do obróbki, od intensywności światła i odprowadzania ciepła do współczynnika oddawania barw, tak wysoki, jak to tylko możliwe. **To właśnie nazywamy LED w jakości HEINE – lub LED^{HQ}.**
- ⌘ **DELTA 20T ma również możliwość cyfrowej fiodokumentacji:**
dermatoskop HEINE można bez problemu podłączyć do lustrzanek głównych marek za pomocą układu optycznego. Specjalnie opracowany optyczny adapter łączy aparat cyfrowy i DELTA 20T tworząc niezrównaną parę.

- ⌘ **Specjalna mała płytka kontaktowa do badania miejsc trudnodostępnych, na przykład między palcami.** Informacje dotyczące zamówień można znaleźć na stronie 098.

Zestawy dermatoskopowe HEINE DELTA 20T



Bez etui



| | LED |
|--|--------------|
| Dermatoskop DELTA 20T z płytką kontaktową ze skalą, rękojeścią akumulatorową BETA4 USB z przewodem USB i zasilaczem sieciowym | K-010.28.388 |
| | LED |
| Dermatoskop DELTA 20T z płytką kontaktową ze skalą, transformator sieciowy EN 200-1 (pojedyncza jednostka z jedną rękojeścią) z długim przewodem USB i zasilaczem sieciowym E4-USB | K-010.28.252 |

Dermatoskop HEINE NC2

Wszechstronny dermatoskop

LED HQ
LED NOW IN HEINE QUALITY.



Wyjątkowa
HEINE DERM app

- ✦ **Precyzyjne obrazy.** Płytkę kontaktową [01] zapewnia wyraźny obraz z powiększeniem 10x, wolny od refleksów i bardzo szczegółowy, nawet bez płynu immersyjnego.
- ✦ **Bezkontaktowy.** Bez magnetycznej płytki kontaktowej [02], NC2 służy do bezkontaktowego badania w powiększeniu 6x w celu higienicznego i skutecznego badania skóry w dużym polu widzenia.
- ✦ **Cyfrowy.** Opcjonalne akcesoria iPhone/iPod* i wyjątkowa aplikacja HEINE DERM umożliwiają używanie dermatoskopu NC2 jako aparatu cyfrowego. Z cyfrowym powiększeniem do 30 x i rozdzielczością do 12 megapiksli.** Zawiera szeroką gamę opcji dokumentacji: zintegrowane zarządzanie pacjentami, funkcje poczty e-mail, klasyfikacja informacji o obrazie oraz szczegóły pacjenta na mapie ciała. Nawet w trybie bezkontaktowym.
- ✦ **Spolaryzowane oświetlenie** do natychmiastowego badania bez użycia płynów kontaktowych.
- ✦ **Jest LED. I jest LED^{HQ}.** HEINE wyznaczyło nowy standard, który zapewnia, że tylko najlepszy produkt jest wystarczająco dobry, od doboru materiałów do obróbki, od intensywności światła i odprowadzania ciepła do współczynnika oddawania barw, tak wysoki, jak to tylko możliwe. **To właśnie nazywamy LED w jakości HEINE – lub LED^{HQ}.**
- ✦ **Sz szczególnie duże pole podglądu** dzięki precyzyjnej optyce HEINE (soczewka o średnicy 27 mm) zapewnia krystalicznie czyste obrazy o wysokiej rozdzielczości.
- ✦ **Regulowany okular** w zakresie od 0 do +3 dpt w celu korekty i ogniskowania.
- ✦ **Złącze micro-USB** do ładowania zintegrowanej baterii litowo-jonowej. Bateria akumulatorowa może być wymieniona przez autoryzowanych sprzedawców.

* Apple iPhone lub iPod touch nie wchodzi w zakres dostawy. Apple, logo Apple, iPhone i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store to znak usługowy Apple Inc.
** z iPhone'em of wersji 6s

Zestawy dermatoskopowe HEINE NC2



[01]

Zestaw zawiera: Dermatoskop NC2 (z ręką USB),
przewodem USB z ładowarką sieciową E4-USB z aprobatą medyczną, miękkie etui.
Obudowę telefonu komórkowego prosimy zamawiać osobno, informacja o akcesoriach na stronie 099.



z płytką kontaktową ze skalą [01]
bez płytki kontaktowej

LED

D-841.78.120

D-842.78.120

✦ **Dermatoskopy HEINE NC2 nadaje się również do użytku z systemem HEINE Cube.**

Dermatoskop HEINE mini 3000®

Kieszonkowy dermatoskop z oświetleniem XHL lub LED^{HQ}

LED^{HQ}
LED NOW IN HEINE QUALITY.



Nowoczesny dermatoskop kieszonkowy ze skoncentrowanym, jasnym światłem dla zapewnienia jednolitego oświetlenia z wiernym odwzorowaniem kolorów. Unikatowy, kompaktowy kształt z wysokiej jakości optyką. Powiększenie 10x z pierścieniem ogniskującym. Metalowa główka instrumentu. Do użytku z rękojeściami systemu mini 3000. Rękojeść dostępna w kolorach czarnym i niebieskim, główka instrumentu dostępna jedynie w kolorze czarno-srebnym.

Cechy wspólne dla obu instrumentów (XHL i LED):

- ✦ Nasze mniejsze modele też są świetne: małe na zewnątrz, ale ogromne od wewnątrz.
- ✦ Powiększenie 10x.
- ✦ Ogniskowanie z kompensacją ametropii: ± 4 dpt.
- ✦ Główka instrumentu wykonana z metalu.
- ✦ Gwarancja 20 000 cykli włączenia/wyłączenia.
- ✦ **Obraz bez zniekształceń** z wysoką rozdzielczością od krawędzi do krawędzi dzięki doskonałemu, neutralnemu dla kolorów achromatycznemu układowi optycznemu.
- ✦ **Specjalna mała płytka kontaktowa** do badania miejsc trudnodostępnych, na przykład między palcami.

Szczególne cechy instrumentów LED:

- ✦ **Jest LED. I jest LED^{HQ}.** HEINE wyznaczyło nowy standard, który zapewnia, że tylko najlepszy produkt jest wystarczająco dobry, od doboru materiałów do obróbki, od intensywności światła i odprowadzania ciepła do współczynnika oddawania barw, tak wysoki, jak to tylko możliwe. **To właśnie nazywamy LED w jakości HEINE – lub LED^{HQ}.**
- ✦ **Dwukrotnie jaśniejszy** od konwencjonalnego dermatoskopu ksenonowo-halogenowego XHL.
- ✦ **Bezobsługowe oświetlenie LED^{HQ}** – nie trzeba już wymieniać źródła światła.
- ✦ **Unikalny wskaźnik wydajności baterii:** instrument jest włączany z maksymalną intensywnością oświetlenia, a następnie natężenie oświetlenia jest regulowane do poziomu, który odpowiada aktualnemu stanowi baterii, dzięki czemu wiadomo, kiedy baterie trzeba będzie wymienić.
- ✦ **Funkcja ściemniania:** jasność zmniejsza się powoli nawet przy resztkowej pojemności baterii i ostrzega o konieczności wymiany/ladowania baterii.

Zestawy dermatoskopowe mini 3000



Zestaw zawiera: Dermatoskop mini 3000,
z płytką kontaktową ze skalą lub bez skali, miękkie etui.



z rękojeścią bateryjną mini 3000,
płytką kontaktową **ze skalą**
z rękojeścią bateryjną mini 3000,
płytką kontaktową **bez skali**

2,5V LED

D-888.78.021

D-887.78.021

Zestaw zawiera: Dermatoskop mini 3000,
z płytką kontaktową ze skalą lub bez skali.



Bez etui

2,5V XHL

2,5V LED

z rękojeścią bateryjną mini 3000,
płytką kontaktową **ze skalą**
z rękojeścią bateryjną mini 3000,
płytką kontaktową **bez skali**

D-001.78.109

D-008.78.109

D-001.78.107

D-008.78.107

Pozostałe części / Akcesoria

Dermatoskopy HEINE



DELTA 30

| | |
|--|--------------|
| Płytki kontaktowa ze skalą [01] | K-000.34.220 |
| Mała płytki kontaktowa [02] do badania zmian w miejscach trudnodostępnych | K-000.34.206 |
| Ładowarka biurkowa [03] | X-002.99.212 |



DELTAone

| | |
|--|--------------|
| Płytki kontaktowa ze skalą [04] | K-000.34.222 |
| Mała płytki kontaktowa [05] do badania zmian w miejscach trudnodostępnych | K-000.24.207 |



DELTA 30 i DELTAone

| | |
|---|--------------|
| Obudowa telefonu do Apple iPhone 6/6s* | K-000.34.260 |
| Obudowa telefonu do Apple iPhone 7/8/SE 2020* [06] | K-000.34.261 |
| Obudowa telefonu do Apple iPhone X/XS* | K-000.34.262 |
| Obudowa telefonu do Apple iPhone XR* | K-000.34.263 |
| Uniwersalny łącznik do telefonów [07] Pasuje się do wielu popularnych obudów telefonów. Łącznik odpowiedni do futerałów na telefony komórkowe o gładkiej powierzchni, w których aparat nie wystaje z futerału. | K-000.34.270 |
| Przewód USB z zasilaczem sieciowym E4-USB z aprobatą medyczną | X-000.99.303 |



Dermatoskop iC1

| | |
|---|--------------|
| Płytki kontaktowa ze skalą [08] | K-000.34.201 |
| Obudowa telefonu iC1/7 do Apple iPhone 7/8/SE 2020* [09] | K-000.34.253 |
| Obudowa telefonu iC1/6 do Apple iPhone 6/6s* | K-000.34.250 |
| Obudowa telefonu iC1/5 do Apple iPhone 5s/SE* | K-000.34.251 |
| Obudowa iPod iC1/T6 do Apple iPod touch 6. generacji* | K-000.34.252 |
| Przewód USB z zasilaczem sieciowym E4-USB z aprobatą medyczną | X-000.99.303 |

Pozostałe części / Akcesoria

Dermatoskopy HEINE



Główka dermatoskopu DELTA 20T

LED

z płytką kontaktową Ø 23 mm **ze skalą** mm, bez rękojeści

K-008.34.221

z płytką kontaktową Ø 23 mm **bez skali**, bez rękojeści

K-008.34.222



[01]



[02]

Płytką kontaktową do DELTA 20T

Ø 23 mm ze skalą [01]

K-000.34.216

Ø 23 mm bez skali [01]

K-000.34.217

Mała płytką kontaktową Ø 8 mm [02]

do badania zmian w miejscach trudnodostępnych

K-000.34.205



Adapter fotograficzny SLR do DELTA 20T

dla dermatoskopu / lustrzanek cyfrowych, z optyką.
Zapewniający ostry obraz i szerokie pole widzenia

do Canon

K-000.34.185

do Nikon

K-000.34.186



Przewód łączący do DELTA 20T

pomiędzy instrumentem a rękojeścią (1,3m)

X-000.99.231



Zestaw akcesoriów fotograficznych

zawierający fotoadapter SLR, przewód łączący oraz etui do paska

do Canon

K-000.34.190

do Nikon

K-000.34.191



Pochewka do paska

Pochewka do paska do rękojeści BETA

X-000.99.008

Pozostałe części / Akcesoria

Dermatoskopy HEINE



[01]



[02]

WYCOFYWANE

Dermatoskop NC2

| | |
|---|--------------|
| Płytkę kontaktową ze skalą [01] | D-000.78.114 |
| Obudowa telefonu NC2/7 do Apple iPhone 7/8* [02] | D-000.78.127 |
| Obudowa telefonu NC2/6 do Apple iPhone 6/6s* | D-000.78.126 |
| Obudowa telefonu NC2/5 do Apple iPhone 5s/SE* | D-000.78.125 |
| Obudowa iPod NC2/T6 do Apple iPod touch 6. generacji* | D-000.78.124 |
| Przewód USB z zasilaczem sieciowym E4-USB z aprobatą medyczną | X-000.99.303 |

*Sprzęt Apple nie wchodzi w zakres dostawy. W celu nabycia sprzętu Apple prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem Apple, ze sprzedawcą Apple Premium lub bezpośrednio z Apple Inc. Apple, logo Apple, iPhone i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach.



Główka dermatoskopu mini 3000**

2,5V XHL

2,5V LED

| | | |
|--|--------------|--------------|
| z płytką kontaktową ze skalą mm, bez rękojeści | D-001.78.108 | D-008.78.108 |
| z płytką kontaktową bez skali, bez rękojeści | D-001.78.106 | D-008.78.106 |

** dostępna jedynie w kolorze czarno-srebrnym



[01]



[02]

Płytkę kontaktową do mini 3000

| | |
|---|--------------|
| ze skalą mm [01] | D-000.78.117 |
| bez skali [01] | D-000.78.116 |
| Małą płytkę kontaktową Ø 8mm [02] | |
| do badania zmian w miejscach trudnodostępnych | K-000.34.008 |



Zapassowa żarówka do mini 3000

2,5V XHL

| | |
|--|--------------|
| Zapassowa żarówka ksenonowo-halogenowa XHL | X-001.88.109 |
|--|--------------|



Miękkie etui do mini 3000

| | |
|--------------|--------------|
| Miękkie etui | D-887.00.000 |
|--------------|--------------|

