

NOWOŚCI 2021

**PRZYGOTUJ
SIĘ NA COŚ
DUŻEGO!**



Nowy Oftalmoskop pośredni HEINE OMEGA 600

We wnętrzu oka jest tak wiele do odkrycia. I często drobne szczegóły mogą zrobić wielką różnicę. Dlatego zapewniamy Tobie najlepszą optykę, najostrejszy obraz i wiarygodne kolory. Wraz z możliwością badania całej siatkówki, w tym dalekich peryferii.

Nowość: visionBOOST dla pacjentów z zaćmą: większa pewność diagnozy podczas badania pacjentów ze zmętnieniem ośrodków optycznych. Udowodniono, że zapewnia do 20% lepszą widoczność siatkówki u pacjentów z zaćmą*: bez względu na warunki badania – zawsze idealna jasność robocza zarówno dla pacjenta, jak i dla użytkownika.

I jest jeszcze więcej: Nowa HEINE OMEGA 600 jest najlżejszym oftalmoskopem pośrednim klasy high-end. Nowa, niezwykle kompaktowa bateria litowo-polimerowa jest bardzo lekka i zapewnia absolutnie najwyższą wydajność. Z wszystkimi przewodami i elektroniką zintegrowaną w nowym czepcu, ten oftalmoskop jest szczytem techniki. **Dzięki temu odkrywanie więcej stało się jeszcze bardziej komfortowe.**



ODKRYJ WIĘCEJ. PRZY MNIEJSZEJ WADZE.

NAJLŹEJSZY NA ŚWIECIE OFTALMOSKOP POŚREDNI KLASY HIGH-END

- ✦ Najwyższy komfort noszenia
- ✦ Spersonalizowane dopasowanie
 - Ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterujących i dźwigni
 - Przystosowany dla użytkowników prawo- i leworęcznych
 - Odchylany układ optyczny

NAJBARDZIEJ PRECYZYJNA DIAGNOSTYKA, AŻ DO DALEKICH PERYFERII SIATKÓWKI

- ✦ Znacznie lepsza diagnostyka dzięki unikalnemu systemowi visionBOOST – nawet w przypadku zaawansowanej zaćmy
- ✦ Najostrzejszy obraz dna oka dzięki doskonałemu szklanemu układowi optycznemu
- ✦ Najjaśniejszy obraz dna oka z wiernym odwzorowaniem kolorów dzięki unikalnej technologii LED^{HQ} – teraz w jeszcze bardziej naturalnych kolorach
- ✦ Najlepsze obrazowanie 3D dzięki naszej unikalnej technologii regulacji stereoskopowej
 - przy rozszerzonych i nierozszerzonych źrenicach
 - nawet w przypadku wcześniaków i noworodków

DŁUGOTRWAŁA INWESTYCJA DZIĘKI SOLIDNEJ KONSTRUKCJI

- ✦ Bezobsługowy, pyłoszczelny układ optyczny
- ✦ Legendarna trwałość HEINE
- ✦ 5 lat gwarancji

ŁATWA I SKUTECZNA DEZYNFEKCJA DZIĘKI smoothSURFACE

- ✦ Brak otworów
- ✦ Zintegrowana elektronika
- ✦ Dostępna przyłbica HEINE OMEGA 600



[01]



[02]



[03]



[04]



[05]



[06]



[07]

Informacje do zamówień	Nr kat.
Oftalmoskop pośredni OMEGA 600 (z baterią i okulem +2D), E4-USBC, okular 0D* [01]	C-008.33.610
Etui do ładowania CC1 [02]	X-000.99.091
Bateria akumulatorowa CB1 [03]	X-007.99.687
Ładowarka E4-USBC [04]	X-000.99.300
Ładowarka ścienna CW1 [05]	X-095.17.320
Lusterko asystenckie TM1 w etui [06]	C-000.33.211
Torba transportowa OMEGA 600 [07]	C-080.00.000
ZESTAW OMEGA 600 WALL CHARGER: Oftalmoskop pośredni (z baterią i okulem +2D), E4-USBC, okular 0D*, ładowarka ścienna CW1	C-008.33.612
ZESTAW OMEGA 600 TRAVELLER: Oftalmoskop pośredni (z baterią i okulem +2D), E4-USBC, okular 0D*, torba transportowa	C-008.33.613
ZESTAW OMEGA 600 STUDENT: Oftalmoskop pośredni (z baterią i okulem +2D), E4-USBC, okular 0D*, lusterko asystenckie TM1 w etui, torba transportowa	C-008.33.614
ZESTAW ŁADUJĄCY OMEGA 600: etui do ładowania CC1, bateria akumulatorowa CB1	X-000.99.090

*Okulary: W celu optymalnego dopasowania się do Państwa wzroku, można wymienić zamontowane początkowo soczewki +2D na neutralne soczewki 0D (dostarczane wraz z instrumentem).

Niezakończony

WIDOK

podczas

BADANIA.

PRZYŁBICE DO OFALMOSKOPÓW HEINE OMEGA 600 I OMEGA 500

Przyłbice zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do oftalmoskopów pośrednich OMEGA 600 i OMEGA 500, i zakrywały obszar ust, nosa i podbródka.

- Niezakłócone, wyraźne widzenie podczas diagnozy. Osłona nie zasłania układu optycznego, dzięki specjalnemu wycięciu w tym obszarze.
- Lekki, sztywny materiał zapewnia wygodne dopasowanie.
- Łatwe do zamocowania na instrumentach [02] [05].
- Wygodna praca - nos nie dotyka osłony oddechowej. Wszystkie elementy sterujące i dźwignie oftalmoskopu są swobodnie dostępne.
- Zarówno OMEGA 600 jak i OMEGA 500 mogą być ładowane bezpośrednio przez odpowiednie ładowarki ścienne (z ładowarkami ściennymi OMEGA 600 CW1 lub EN 50 UNPLUGGED) założoną osłoną [03] [06].
- Osłony materiałami zużywalnymi.
- Prosimy zamawiać osłony pasujące do odpowiedniego instrumentu. Osłona OMEGA 500 nie jest kompatybilna z oftalmoskopem OMEGA 600.

Informacje do zamówień	Nr kat.
Przyłbica do oftalmoskopu HEINE OMEGA 600 – 1 szt. [01]	C-000.33.018
Przyłbica do oftalmoskopu HEINE OMEGA 600 – 3 szt.	C-000.33.019
Przyłbica do oftalmoskopu HEINE OMEGA 500 – 1 szt. + 1 klips mocujący [04]	C-000.33.016
Przyłbica do oftalmoskopu HEINE OMEGA 500 – 3 szt. + 1 klips mocujący	C-000.33.017

Przybica do oftalmoskopu OMEGA 600



Przybica do oftalmoskopu OMEGA 500



**NOWA,
wyjątkowa
10-LETNIA
GWARANCJA
na nasze łyżki
laryngoskopowe
Classic+**



JAKOŚĆ ŁYŻEK HEINE JEST WARTĄ SWOJEJ CENY.

Od teraz oferujemy unikatową na skalę światową 10-letnią gwarancję na nasze łyżki HEINE Classic+ F.O.

Jak więc możemy zaoferować tak bezkonkurencyjną gwarancję? Łatwo. Wiemy, jak wiele wysiłku wkłada się w wytworzenie naszych wysokiej jakości łyżek i zakładamy, że będą one służyć średnio 12 lat. I wiemy, że niektóre łyżki HEINE po 15 lub 20 latach nadal działają bez zarzutu, nawet przy powtarzającej się sterylizacji.

Wszystkie łyżki HEINE są produkowane wyłącznie w Niemczech przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów przemysłowych. Tajemnicą ich sukcesu jest połączenie wykwalifikowanej pracy ręcznej i sterowanych komputerowo frezarek. Dzięki dbałości o jakość materiałów i procesów produkcyjnych, łyżki HEINE są bardziej przystępne cenowo niż tanie, podobnie wyglądające łyżki już w ciągu trzech lat użytkowania. I już w pierwszym roku pokonują łyżki jednorazowego użytku pod względem przystępności cenowej.

NOWE, WYRAŹNIE WIDOCZNE OZNACZENIA NA ŁYŻKACH HEINE CLASSIC+.

„Szybko! Podaj mi tego Maca 3!” Czasami intubacja wymaga szybkiego działania, a gdy tak się dzieje, za wszelką cenę należy unikać błędów. Nowe oznakowanie na naszych łyżkach Classic+ jest natychmiast widoczne i łatwe do odczytania, nawet przez sterylne opakowanie. Dzięki temu można mieć pewność, że sięga się po właściwą łyżkę.

Zmianę tę wprowadziliśmy na podstawie informacji zwrotnych od specjalistów medycznych, którzy używają naszych produktów. Była to wspierająca sugestia, która pokazuje, że nadal dążymy do poprawy nawet po 60 latach opracowywania doskonałych produktów. Wierzymy w sens słuchania naszych klientów - i zawsze tak będzie.

To są tylko 2 z 27 dobrych powodów, żeby wybrać łyżki laryngoskopowe HEINE.

Wszystkie 27 znajduje się w Księdze Prawdy na www.heine.com/BoT

*Informacje dotyczące zamawiania pozostają bez zmian. Numery katalogowe i kombinacje zestawów znajdują się w katalogu na stronach 79 – 80 i 87.



LATARKA DIAGNOSTYCZNA HEINE mini-c

Wytrzymała, trwała, lekka latarka diagnostyczna w rozmiarze kieszonkowym.
Jasne, skoncentrowane światło – teraz z unikatową diodą LED^{HQ} jako nowa funkcja.

- Bezpieczne badanie oczu dzięki sprawdzonemu bezpieczeństwu fotobiologicznemu.
- Stabilny klips mocujący z wbudowanym włącznikiem/wyłącznikiem.
Wyłącza się automatycznie po wsunięciu do kieszeni. Gwarancja 20 000 cykli włączenia/wyłączenia.
- Wymienne baterie (rozmiar: AAA).

Informacje do zamówień	Nr kat.
Latarka diagnostyczna HEINE mini-c z bateriami	D-008.73.109



 **HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG**
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany
Tel. +49 (0) 81 05-77 28 38 0, Fax +49 (0) 81 05-77 28 202
E-Mail: info@heine.com, www.heine.com

